



Kasutusjuhend jaoks

Treppironija kohta *motion cardio line 900 & motion cardio line 900 med*



motion stair 900
motion stair 900 med

Sisu

1.	Üldine teave	3
2.	Seadmete klassifikatsioon.....	3
3.	Ohutusjuhised	4
	Seadmete ohutu paigaldamine	4
	Turvaline koolitus	5
	Näidustused ja vastunäidustused	6
4.	Ekraani kasutamine.....	7
	Ülevaade ekraani/nuppude funktsioonidest.....	7
	Programmi valik.....	8
	Impulssüsteemid.....	8
	Induktiivne laadimine (valikuline).....	9
5.	Hooldus, hooldus ja korrashoid.....	9
	Juhised vea oleku tuvastamiseks (viga)	12
	Hooldusjuhised operaatorile.....	12
	Hooldus volitatud spetsialisti poolt	12
	Kalibreerimine/hooldus	13
6.	Tehnilised andmed*.....	13
7.	Jäätmete kõrvaldamine.....	13
8.	Garantii.....	14

1. Üldine teave



Enne treeningseadme **esmakordset kasutamist lugege** tähelepanelikult läbi need kasutusjuhendid, sealhulgas kõik ohutusjuhised ja hoiatused, et tagada selle ohutu ja eesmärgipärane kasutamine. Hoidke see dokument edaspidiseks kasutamiseks alles ja andke see edasi, kui annate seadme edasi.

Seadmete eesmärk on kardiopulmonaalne treening ja korratav koormus kehale, nt diagnostiliste ja terapeutiliste meetmete jaoks. Seadmeid kasutavad peamiselt kasutajad kardioloogias, füsioteraapias, spordimeditsiinis ja kodus. Samuti kasutatakse neid skeletilihaste ülesehitamiseks ja tugevdamiseks ning treeningu ajal mõjutatud liigete liikuvuse suurendamiseks.

Seadmed võimaldavad inimkehale ja kardiovaskulaarsüsteemile reprodutseeritavat füüsilist koormust ennetamise, taastusravi ja diagnoosimise eesmärgil.

Halli taustaga tekst tähistab tekstiosasid, mis käsitlevad ainult fitness-liiniseadmete varustuse omadusi.

2. Seadmete klassifikatsioon

- *Cardio line med* seadmed on meditsiinitooted **MD** vastavalt direktiivile EL 2017/745, mis on liigitatud IIa klassi. Piduri kontrollipiirkonnas on näidiku täpsus +/- 5%.
- *Kardioseadmed* vastavad standarditele DIN EN ISO 20957-1 ja DIN EN ISO 20957-5; täpsusklassi A +/- 10 % rakendusklass S (kaubanduslik kasutus/studio) ja H (kodukasutus) ning on ette nähtud üksnes fitness- ja spordisektorile.


Seadmel võib korraga treenida ainult üks inimene; nimesildil märgitud maksimaalset kasutajamassi ei tohi ületada.

3. Ohutusjuhised

Seadmete ohutu paigaldamine



Joonis 1: Seadme külgvaade koos põhielementide märgistusega.







- Asetage seade kindlale, horisontaalsele, tasasele ja libisemiskindlale pinnale ning tasandage seade reguleerimiskruvidega nii, et see ei kõiguks.
- Vaba ala seadme ümber peab olema vähemalt 1 meetri võrra suurem kui seadme liikumisala, et tagada ka hädaolukorras ohutu juurdepääs ja väljumine seadmest. Ohutusvahemikud võivad siiski kattuda (vt joonist).



- Asetage seade ainult kuivadesse ruumidesse ,
- Veenduge, et puudub elektromagnetiline kiirgus, nt raadioantennidest, kiirgavatest luminofoorlampidest jne, sest need võivad mõjutada impulsi mõõtmist.
- Raami alumine külg peab alati olema vaba, et tagada piisav ventilatsioon.
- Kõik siin loetletud seadmed on võrgust sõltumatud. Nad toodavad töö ajal ise energiat või saavad seda programmeerimise ajal standardselt paigaldatud kondensaatorist. Kondensaatorit laetakse väljaõppe ajal ja selle kasutusiga on > 20000 tsükli.
- Tähelepanu: Palun järgige alati käesoleva kasutusjuhendi 5. peatükis toodud hooldus-, hooldus- ja hooldusjuhiseid.

Turvaline koolitus

- Enne treeningu alustamist peaks treeninguks sobivust kontrollima volitatud isik, nt arst. Pange tähele punkti "Näidustused ja vastunäidustused".
- Pange tähele, et liigne treening võib olla kahjulik.
- Kui teil tekib iiveldus või pearinglus, lõpetage kohe treening ja pöörduge arsti poole.
- Seadmetega treenimine on lubatud ainult vigastamata nahaga.
- Treeningu ajal on soovitatav kanda tihedalt istuvat, kergest spordiriietust, mis ei saa treeningu ajal seadme osadesse kinni jääda. Kandke alati sobivaid spordijalatsid, et tagada kindel jalgealne pedaalidel.
- Enne treeningu alustamist kontrollige seadet stabiilsuse, defektsete osade või võimalike manipulatsioonide suhtes. Kui olete avastanud mingeid defekte või olete ebakindel, küsige enne koolituse alustamist juhendajalt.
- Enne treeningu alustamist tuleb tagada, et keegi ei viibiks liikuvate osade läheduses, et vältida kolmandate isikute ohustamist. Eelkõige tuleb hoida järelevalveta lapsed seadmest eemal.
- **Ettevaatust:** Astmed, millel kasutaja treeningu ajal seisab, tõstetakse ülemisse lähteasendisse piisavalt tugevate vedrudega. Selleks, et tagasilöögivad jalad ei põhjustaks vigastusi, tuleb seadmele ronimisel järgida järgmisi samme
 - Seiske seadme ees ja hoidke käega juhtraua küljest kinni.
 - Esmalt asetage üks jalg pedaalile ja vajutage see põrandale.
 - Te nihutate oma keharaskuse täielikult sellele pedaalile.
 - Nüüd vajutage teise jalaga teine pedaal põrandale.
 - Mõlemad pedaalid on nüüd allapoole
 - Alustage nüüd mõlema jalaga pedaalimist ja sisenege trepiliikumise funktsionaalsesse ossa. Kui te sooritate seda õigesti, ei taba te pedaaliga ei ülemist ega alumist lõpp-punkti.
 - Kui soovite uuesti treeningut lõpetada, laske end mõlema pedaaliga alla libistada, kuni puudutate maad.
 - Nüüd tõstke aeglaselt pedaali, avaldades piisavat vasturõhku.
 - Kui pedaal on ülemises peatuses, võite panna jala seadme ees põrandale ja lasta teisel pedaalil samamoodi ülespoole liikuda.
 - Kui ka teine pedaal on ülemise peatuse juures, võtke jalg pedaalilt maha.
 - Harjutage mitu korda seadmesse sisse ja sealt välja minekut, et oskaksite seda ohutult kasutada - isegi kui olete pärast treeningut jõudnud teatud väsimuseni.

-  **Hoiatus:** Südame löögisageduse seiresüsteemil esineb tõrkeid. Liigne treening võib põhjustada ohtlikke vigastusi või surma. Kui tunnete end halvasti, lõpetage kohe treening ja konsulteerige oma arsti või terapeudiga.
-  **Hoiatus: Seadet** tohib kasutada ainult koos korpusega ja kuivades ruumides.
-  **Hoiatus valikulise toiteühenduse kohta:** Kasutage ainult heakskiidetud toiteallikaid, mis on testitud vastavalt standardile IEC 60601-1 ja mille on heaks kiitnud seadme tootja. Veenduge, et pistik on paigaldatud nii, et seda on raske lahti ühendada (nt läbi põrandakarbi, paigaldus seadme või kaabli kanalite alla, toiteploki paigutus raskesti ligipääsetavates kohtades).
-  **Hoiatus:** Kui meditsiiniseadet muudetakse, tuleb teha sobivad uuringud ja katsed, et tagada seadme jätkuv ohutu kasutamine. Seadet ei tohi muuta ilma tootja loata.

Näidustused ja vastunäidustused

Enne treeningutega alustamist konsulteerige arsti või terapeudiga, et veenduda treeninguks sobivuses.

Näitlikud näidustused

- Skeletilihassüsteemi liikuvus
- Lihaste tugevdamine
- Kardiovaskulaarse süsteemi tugevdamine

Näiteid vastunäidustuste kohta

- Kardiovaskulaarsed haigused
- Valu luu- ja lihaskonna süsteemis
- Koolituse ajal:
 - Valu rindkere piirkonnas
 - Ebamugavustunne
 - Iiveldus
 - Pearinglus
 - Hingamispuudulikkus

Küsige oma arstilt, kui te võtate ravimeid.

4. Ekraani kasutamine

Kolm või üheksa treeningprogrammi võimaldavad individuaalset ja mitmekülgset treeningut motion stair 900 ja motion stair 900 mediga.

	stair 900 / 900 med
Põhivarustus	Kiirstart, ajatreening, pulssi treening
koos programmipaketiga	Kiirstart Kvalifitseeruv Pulsuse treening + 6 täiendavat programmi

Ülevaade ekraani/klahvifunktsioonidest



Joonis 2: Monitori vaade, nupufunktsioonide selgitamiseks, tegelik vaade võib värvilt erineda, nuppude määramine on sama.

Nuppude selgitus:

- **Avamisnupp** on füüsiline nupp ekraani klaasi all. Seda vajutades pääseb peamenüüsse. HOME-nupu pikem vajutamine (vähemalt 6 sekundit) lähtestab monitori elektroonika.
- Vajutage nuppu **PAUSE** et treeningut peatada.
- Treeningut saab alustada või jätkata, vajutades nuppu **PLAY** .
- Nupp **COOL** lõpetab treeningu kohe. Kohe luuakse kokkuvõtte treeningu tulemustest, mis kuvatakse ja vajaduse korral saadetakse ühilduvasse treeningu juhtimistarkvarasse.
- Kasutage nuppu "+" või "-", et suurendada või vähendada seadistatavaid parameetreid või võimsuse väärtusi.
- Kasutage **noolenuppe**, et liikuda vastavates menüüdes ja kinnitada väärtusi või seadeid.
- Programmivalikus saab liikuda viipamise/libisemise žestidega.

Sõltuvalt programmist kuvatakse mõned järgmistest parameetritest:

- Programmi nimi.
- Aeg: läbitud või järelejäänud treeningaeg.
- Südame löögisagedus: südame löögisageduse kuvamine, kui kasutate ühilduvat südame löögisageduse saatja vööd. Südame löögisageduse näidik näitab praegust südame löögisageduse vahemikku programmide puhul, millel on siht- või maksimaalne südame löögisagedus. Ekraanil olev profiiliindikaator näitab intensiivsuse vahemiku kulgemist treeningu ajal.
- Watt: võimsus kuvatakse vattides. Samal ajal kuvatakse intensiivsus graafiliselt profiilil.
- km/h: fiktiivne kiirus kuvatakse km/h.
- Kiirus: pedaali pöörded minutis.
- L/R (mitte keha 900/900 med puhul): vasaku ja parema jala jõu suhe kuvatakse siin protsentides.
- HRV: südame löögisageduse varieeruvus kuvatakse RMSSD väärtuse kaudu (nõuab **POLAR** H10 andurit).
- resp: Hingamissagedus (nõuab **POLAR** H10 andurit).

- km: Lisatud või järelejäänud vahemaa. Näidatakse meetrites; alates 1000 m 10 m kaupa (1,00 km).
- K-Cal: lisatud või allesjäänud kaloreid tarbimine.
- Tase: Intensiivsuse tase 1 - 21.
- Ø Kui parameetrid on täiendatud selle sümboliga, on need keskmised väärtused.


Tulemused

Pärast treeningprogrammi lõpetamist või selle ennetähtaegset katkestamist COOL☼ abil kuvatakse tulemused monitoril ja viiakse läbi 3-minutiline jahutus. Selle saab tühistada, kasutades nuppu HOME.

Mõned väärtused on keskmised (vatt, km/h, kiirus, südame löögisagedus, kõrgusmõõtmised/min), teised on kumulatiivsed (km, K-Cal, aeg, kõrgusmõõtmised). Keskmised väärtused on tähistatud sümboliga Ø. Need tulemused võimaldavad jälgida isikliku tulemuslikkuse arengut ja on seega motivatsiooniks.

Programmi valik

Soovitud treeningprogrammi saab valida peamenüüst, koputades vastavat ikooni. Seejärel avaneb konfiguratsioonilehekülg, kus saate määrata vastavad treeningparameetrid. Vajutage nuppu **PLAY** ▶, et kinnitada oma sisestus ja käivitada treeningprogramm. Peamenüüsse saate tagasi pöörduda ikooni home või nupu home abil.



Joonis 3: Programmi valik ja konfiguratsioon manuaalseks treeninguks.

Impulssüsteemid

Motion cardio line 900 ja motion cardio line 900 med seadmed on varustatud originaalse **POLAR** pulsüsteemiga, mis kasutab signaalide salvestamiseks standardset rinnarihma. See võimaldab individuaalset treenimist erinevates programmides. Juhtmevaba andmeedastus ekraanielektronikale on kodeeritud (kas 5kHz või Bluetooth®). Uus **POLAR** "auto-pairing" tehnoloogia põhineb turvalisel ja häireteta andmeedastusel Bluetoothi kaudu. See tehnoloogia eeldab saatjate H10 või H9 kasutamist. Muud parameetrid, nagu HRV ja hingamissagedus, edastatakse monitorile samuti ühenduse Bluetoothi kaudu.


Kui kasutatakse vanu saatjaid, nt T31-koodiga, on ühilduvus allapoole. Siiski tuleb arvestada, et 5 kHz tehnoloogia abil võib signaali edastamisel esineda häireid.

Vilkuv südamesümbol näitab kasutatud tehnoloogiat.

helesinine=Bluetooth roheline=5kHz

ANT+

Motion cardio line 900 ja motion cardio line 900 med seadmed võimaldavad lisaks südame löögisageduse

edastamisele 5kHz/Bluetooth® ka vabatahtlikku andmeedastust aadressil . Selleks on vaja jõudluspaketti. Seadmed motion cardio line 900 ja motion cardio line 900 med tunnevad automaatselt ära

Polaarne 5kHz/Bluetooth® signaal või  signaal. Anduri  sidumiseks peab kasutaja olema juba soovitud treeningprogrammis ja vastav andur peab olema monitori integreeritud raadioantenni lähedal.

Tumesinine vilkuv südamesümbol kinnitab südame löögisageduse edastamist veebilehe  kaudu.



Joonis 11: ANT+ anduri sidumine südame löögisageduse edastamiseks

Ohutusjuhised vastavalt standardile DIN EN ISO 20957

Hoiatus! Südame löögisageduse jälgimise süsteemid võivad olla ebatäpsed. Liigne treening võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi või surma. Lõpetage treening kohe, kui tunnete pearinglust või minestust.

Induktiivne laadimine (valikuline)

Kõikide motion cardio line 900 ja motion cardio line 900 med seadmete puhul on võimalik aktiveerida lisavarustusena induktiivset laadimismoodulit "connect package" abil. See võimaldab Qi-standardile vastavate mobiilseadmete kontaktivaba laadimist (☑). Südamerütmurite või implantaadiga defibrillaatorite (ICD) kandjatel on soovitatav hoida laadimispoolist vähemalt 10 cm kaugus.









5. Hooldus, hooldus ja korrashoid

Kõik emotion fitnessi kardioseadmed on vastupidavad ja vajavad vähe hooldust, et toimida treeningseadmetena pikka aega. Vajalikku hooldust tuleb siiski kohusetundlikult teostada.

⚠ Hoiatus: Seadet tohib avada ainult volitatud spetsialist.

Sümbolid ja tähendus

Ohutusmärk	Viide	Pealkiri
	ISO 7010-P017	Keelatud surumine
	ISO 7010-W012	Hoiatus, elekter
	ISO 7000-1641	Kasutusjuhend
Sicherheitshinweis gemäß DIN EN ISO 20957 Warnung! Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem Schaden oder zum Tod führen. Bei Schwindel- Schwächegefühl sofort das Training beenden.	DIN EN ISO 20957	Südame löögisageduse jälgimise ohutusjuhised

	ISO 7000-3082	Tootja
	ISO 7000-2497	Valmistamise kuupäev
	ISO 7000-0632	Temperatuuri piiramine
	ISO 7000-2620	Niiskus, piirangud
	ISO 7010-W001	Üldine hoiatusmärk
	ISO 7010-M002	Järgige kasutusjuhiseid
	IEC 60417-5840	B-tüüpi rakendusosa (kehtib sadula, pedaalide ja juhtraua kohta)
	ISO 15233	Meditiiniline seade

Seadmete ohutustaset saab säilitada ainult siis, kui seadmeid korrapäraselt kahjustuste ja kulumise suhtes kontrollida. Defektsed osad tuleb viivitamatult välja vahetada ja seade tuleb kuni remondini välja lülitada.

Veadiagnostimine

Võivad ilmned järgmised veateated. Kui viga kuvatakse korduvalt, võivad allpool loetletud meetmed pakkuda lahendust. Kui need ei too edu, tuleb võtta ühendust tootjaga ja vajaduse korral tarkvara tootjaga.

Veateade	Meede/meetmed	Mõjutatud seadmetüübid
"check heart sensor?"	Monitor soovib käivitada programmi, mis nõuab südame löögisageduse anduri kandmist. Kui andurit ei leita, kuvatakse see teade. → Kontrollige pulssandurit.	Kõik liikumissagedusparameetriga 900 seadmed

"FBB:Incomplete frame"	FBB (Fly-By-Bluetooth®) viga; kui edastatava sõnumi lõpp on saavutatud, kuid see ei ole veel lõppenud. → Võtke ühendust tarkvara või seadme tootjaga.	Kõik liikumissagedusparameetriga 900 seadmed → toimub ainult süsteemi integreerimise korral
"FBB:Bad packet type"	FBB viga; arvutitarkvara saatis teadmata tüüpi sõnumi. → Võtke ühendust tarkvara või seadme tootjaga.	Kõik liikumissagedusparameetriga 900 seadmed → toimub ainult süsteemi integreerimise korral
"FBB:Bad block check"	FBB viga; plokkide kontroll (genereeritud kontrollsumma) ei vasta eeldatavale plokkide kontrollile. → Võtke ühendust tarkvara või seadme tootjaga.	Kõik liikumissagedusparameetriga 900 seadmed → toimub ainult süsteemi integreerimise korral
"FBB:Missing ETX"	FBB viga; sõnumi lõpp ei vasta märgile "Sõnumi lõpp". → Võtke ühendust tarkvara või seadme tootjaga.	Kõik liikumissageduslike kardioaparaatide seeria 900 seadmed → toimub ainult süsteemi integreerimise korral
"FBB:Parser failed"	FBB viga; arvuti sõnum ei vasta määratletud sõnumivormingule. → Võtke ühendust tarkvara või seadme tootjaga.	Kõik liikumissagedusparameetriga 900 seadmed → toimub ainult süsteemi integreerimise korral
"FBB:UID mismatch"	FBB viga; sisselogimissõnumis saadetud kasutajatunnus ei vasta programmi sõnumi kasutajatunnusele. → Võtke ühendust tarkvara või seadme tootjaga.	Kõik liikumissagedusparameetriga 900 seadmed → toimub ainult süsteemi integreerimise korral
"Program not allowed"	FBB viga; tarkvara on saatnud programmi, mis ei ole seadmes lubatud. → Valige teine programm arvutis või Selle ostmiseks võtke ühendust seadme tootjaga.	Kõik liikumissagedusparameetriga 900 seadmed → toimub ainult süsteemi integreerimise korral
"FBB:Missing input: ##"	FBB viga, parameeter ## puudub programmisõnumis, kuid on vajalik (programm ei ole käivitatud). → Võtke ühendust tarkvara või seadme tootjaga.	Kõik liikumissagedusparameetriga 900 seadmed → toimub ainult süsteemi integreerimise korral
"Par ## out of range: ###<###<###<###"	Arvutitarkvara saatis seadmele nõutava seadistusparameetri väljaspool lubatud vahemikku. → Võtke ühendust tarkvara tootjaga.	Kõik liikumissageduslike kardioaparaatide seeria 900 seadmed → toimub ainult süsteemi integreerimise korral
"Profiil> 50 steps"	Veateade, kui tuleb esitada liiga paljude sammudega profiil. → Vähendage intervallsete sammude arvu arvutiprogrammis (ainult intervallse programmi puhul), või võtke ühendust tarkvara tootja või seadme tootjaga.	Kõik liikumissageduslike kardioaparaatide seeria 900 seadmed → Tekib ainult süsteemi integreerimise ja valitud intervallprogrammi puhul
"Infocode: ### (mõnikord koos lisatekstiga)"	Kuvatakse mootori MCU6 juhtimisseadme veanumber. → Võtke ühendust seadme tootjaga.	h/p/Cosmos jooksulint
"Sprintex Err: A##:###"	Kuvatakse Sprintexi kontrolleri veanumber. → Võtke ühendust seadme tootjaga.	Sprintex jooksulint
"Sprintex Err: \$-\$"	Kuvatakse Sprintexi kontrolleri veanumber. → Võtke ühendust seadme tootjaga.	Sprintex jooksulint
"Sprintex Err: no reply"	Monitor ei saa Sprintexi kontrolleri vastust. → Võtke ühendust seadme tootjaga.	Sprintex jooksulint

Juhised vea oleku tuvastamiseks (viga)

Kui seadmetes ilmnevad vead, mida te ei saa liigitada, võtke palun ühendust emotion fitness GmbH & Co KG-ga. Iga veateate puhul peaks teil olema valmis vigase seadme seerianumber ja mudelitüüp, sest see võib olla oluline, et saaksime teha õige diagnoosi ja eelkõige pakkuda teile õigeid varuosid!

Hooldusjuhised operaatorile

Ideaaljuhul kontrollige seadet visuaalselt enne iga kasutuskorda, kuid vähemalt iga päev, ning pöörake erilist tähelepanu defektsetele osadele, lahtistele ühendustele ja ebatüüpilistele helidele.

Vähemalt iga kuue kuu tagant tuleb teha järgmised kontrollid:

- Kontrollige visuaalselt kõiki nähtavaid ühendusi ja keevisõmbusi.
- Puhastage seade põhjalikult.
- Kontrollige kõigi kruviühenduste tihedust.
- Kontrollige pedaalide terviklikkust ja tugevust.

Üldiselt:

- Puhastage plastikust paneelid ja raami osad regulaarselt niiske lapiga ja kerge seebiga, seejärel pühkige uuesti kuivaks.
- Puhastusvahenditega pihustuspudelite kasutamine ei ole lubatud; on tõestatud, et seadmed ei saa kunagi kuivada ligipääsmatutes kohtades. Roostetõrjet ei saa selle protseduuriga välistada.
- Veenduge, et monitori korpusesse ei satuks vedelikku.
- Puhastage monitori ekraani ainult soovitatud ekraanipuhastusvahenditega. (<https://www.schupp.shop/therapie-praxisbedarf/praxisbedarf/reinigung-hygiene/displayreiniger?number=3912>)
- Palun kasutage seadmete vajalikuks desinfitseerimiseks ainult mikrofid® sensitive wipes desinfitseerimispuhastuslappe (<http://www.schuelke.com/>).
- Monitori ekraan võib näidata, et kondensaatori pinge on liiga madal, mille puhul ei saa tagada, et seade töötab ilma pidurdusvooluta. Kondensaatorit saate laadida, kui pedaalite suurema koormusega või kasutate seadme tootja poolt heakskiidetud toiteplokki.
- Kontrollige, et korpuse kinnitused oleksid tihedalt kinni.
- Soovitame kõiki seadme osi, eriti kruvisid, keevisõmbusi ja muid kinnitusi regulaarselt visuaalselt kontrollida.
- Kontrollige, et seadme jalad oleksid kindlalt paigas.
- Kasutage ainult originaalvaruosasid - võtke meiega ühendust.

Hooldus volitatud spetsialisti poolt

Seadmega seotud probleemide korral, mida te ei saa ise hõlpsasti lahendada, võtke alati ühendust emotion fitnessi teeninduskeskusega. Volitatud teenindusmeeskond aitab teid kiiresti ja asjatundlikult või annab teile juhiseid.

Kalibreerimine/hooldus

Elliptiliste ja trepikõnni seadmete (krossi- ja trepikõnni) operaatorile ei ole seadusega ette nähtud MTK-d. Selle põhjuseks on asjaolu, et nende seadmete kehakaal mõjutab tekkivat võimsust. emotion fitness GmbH & Co. KG pakub soovi korral pidurdusvõimsuse kalibreerimist.

Lisaks soovitame, et volitatud töötajad/partnerid **hooldaksid** ja kontrolliks ohutusega seotud komponente **iga 12 kuu järel**.

Selles osas viidatakse Saksamaa õiguslikule olukorrale. Palun kontrollige, millised on teie riigis kehtivad meditsiiniseadmete käitamise seadused.

Seadmed, millel on järelliide "med", vastavad meditsiiniseadmete direktiivile EL 2017/745. Seetõttu on need märgistatud CE-märgisega ja teavitatud asutuse numbriga.

Levitaja/käitaja vastutab hoolduse, teeninduse ja kalibreerimise ning võimalike kontrollide teostamise eest vastavalt seadmete asukohas kehtivatele piirkondlikele seadustele ja eeskirjadele!

Lisateavet saab ka kohalikult volitatud edasimüüjalt.

6. Tehnilised andmed*

Seadme tüüp	Mõõtmed (pikkus/kõrgus)	Kaal	kasutaja maksimaalne	Turvaline töökoormus
motion stair 900 motion stair 900 med	102 cm x 73 cm x 160 cm	79 kg	150 kg	229kg

Vastupidavussüsteem: peavoolust sõltumatu pidurisüsteem

Võimsusvahemik: 4-27m/min. Sink kiirus

Freewheel: saadaval

Järgmised ELi direktiivid on täidetud:

2001/95/EÜ Üldine tooteohutuse direktiiv

EL 2017/745 Meditsiiniseadmete direktiiv IIa klass (täidetud ainult seadmete puhul, millel on järelliide med).

2014/30EL EMC direktiiv

Kasutati järgmisi standardeid:

DIN EN ISO 20957-1 täpsusklass A, kasutusklass S; DIN EN ISO 20957-5;

DIN EN 60601-1:2013; DIN EN 60601-1-2

* Väärtused võivad varieeruda seadme muudatuste ja valikute tõttu.

Tehniliste ja visuaalsete muudatuste ja trükivigade korral.

7. Jäätmete kõrvaldamine

Ostulepingu sõlmimisega on kokku lepitud, et ärikliendid vastutavad järgmiste toodete kõrvaldamise eest elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi 2012/19/EL kohaselt ise.

8. Garantiid

See põhineb seadusest tuleneval garantiil.

Selle toote turustajana pakub emotion fitness GmbH & Co. KG professionaalsetele kasutajatele 12 kuu jooksul tasuta hooldust osade ja tööjõu osas, kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetekohane kasutamine ja hooldus on tõestatud. Veel 12 kuu jooksul vahetab emotion fitness GmbH & Co. KG varuosad tasuta välja.

Garantiinõue kaotab kehtivuse, kui toodet on hooldanud või parandanud volitamata isikud. Niipea, kui tekib garantiinõue, tuleb sellest viivitamatult kirjalikult või e-posti teel teavitada emotion fitness GmbH & Co. KG-d. Seadme omanik peab esitama andmed seadme seerianumbri, ostu aja, vea üksikasjaliku kirjelduse ja tarneallika kohta.

emotion fitness GmbH & Co. KG korraldab teenuse, kuid jätab endale õiguse otsustada teenuse liigi üle.

Mõeldavad on järgmised menetlused:

1. hooldust teostab meie teenindusosakond kohapeal.
2. Me saadame teile vajaliku varuosa.
3. saadame asenduseadme.

Defektsed osad tuleb kliendil meile viivitamatult tagastada. Vastasel juhul esitatakse arve tarnitud varuosade eest.

Kui põhjused jäävad väljapoole garantiid ulatust, jätab emotion fitness GmbH & Co. KG endale õiguse nõuda kõik remondikulud.

Garantiid ei hõlma mõningaid kuluvaid osi. Need on eelkõige sadul, väntvõllid ja väntvõlli kinnitus, pedaalid, pedaalide aasad, polstrimaterjalid ja käepideme kummist käepide. **POLAR** Pulse-süsteemidele kehtib seadusest tulenev garantiid.

Need garantiisätted ei mõjuta mingil viisil üldisi seadusest tulenevaid nõudeid.

Meie üldiste tarnetingimuste kehtivat versiooni saab vaadata ja alla laadida meie veebilehelt www.emotion-fitness.de.

CE 0633

Täname teid usalduse eest!

emotion
FITNESS

Tootja

emotion fitness GmbH & Co KG

Trippstadter Str. 68

67691 Hochspeyer, Saksamaa

Tel +49 (0) 6305-71499-0

Faks +49 (0) 6305-71499-111

Internet: www.emotion-fitness.de

E-post: info@emotion-fitness.de

Tootja EUDAMED SRN: DE-MF-000016584

